

# 细胞、组织核蛋白提取试剂盒

产品货号: 26131

#### 产品内容:

产品信息	包装(50 次/100 次)	储存条件
Hypotonic Buffer	35m1/70m1	4℃
Isotonic Buffer	35m1/70m1	4℃
Extraction Buffer	3.5m1/7m1	室温
DTT 溶液	0.5m1/1m1	-20℃

#### 操作步骤:

#### 细胞核蛋白提取

- 1. 请在蛋白抽提前取出 Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer、Extraction Buffer 进行预冷。
- 2. 收集细胞于 1.5ml 离心管中,3000rpm 离心去上清。估算所收集细胞体积(Packed Cell Volume, PCV)。 以下步骤以 100 μL 细胞体积为例,具体实验可根据细胞数按相应倍数放大。
- 3. 每 100 μL PCV 加 500 μL Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer(含 DTT 及蛋白酶抑制剂), 用 10 μL 枪头轻轻 吹匀 20-30 次, 避免泡沫。
- 4. 冰上孵育 15min (每 5min 用 10 μ L 枪头轻轻吹匀 20 次), 4 ℃ 2000 rpm 离心 5min。
- 5. 用移液器吸弃上清,于沉淀中加入 200 μ L Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer (含 DTT 及蛋白酶抑制剂)。 a. 将沉淀转移至玻璃匀浆器中,冰上匀浆 5-10 次;或 b. 用 1ml 注射器 (5 号针头) 反复吹吸沉淀溶液 5 次。 可选步骤:此时可去少量样品用台盼蓝染色液染色,未裂解的活细胞不会被染色,裂解后的可被染色。
- 6. 4℃12000-14000rpm 离心 20min。
- 7. 将上清转移至新 1.5ml 离心管中,此上清为细胞质蛋白,沉淀为细胞核。
- 于沉淀中加入 70 μL Extraction Buffer (含 DTT 及蛋白酶抑制剂),冰上孵育 30min,每隔 5min 轻轻上下 混匀 10 次。
- 9. 4℃ 12000-16000rpm 离心 10min。
- 10. 收集上清-20℃保存,此提取液即为细胞核蛋白。

### 组织核蛋白提取

- 1. 称取 50mg 组织,将组织块用 PBS 润洗,吸弃 PBS 并转移至匀浆器中。
- 2. 每 50mg 组织加 500μL Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer (含 DTT 及蛋白酶抑制剂)。
- 3. 冰上匀浆 15-20 次至细胞破碎。
- **4.** 收集匀浆液, 4℃ 12000-14000rpm 离心 20min。
- 5. 将上清转移至新 1.5ml 离心管中,此上清为细胞质蛋白,沉淀为细胞核。
- 5. 于沉淀中加入 70 μL Extraction Buffer (含 DTT 及蛋白酶抑制剂),冰上孵育 30min,每隔 5min 轻轻上下 混匀 10 次。
- 7. 4°C 12000-16000rpm 离心 10min。
- 8. 收集上清-20℃保存,此提取液即为细胞核蛋白。





## 注意事项:

- 如需提取磷酸化蛋白请在抽提试剂中加入磷酸酶抑制剂。
- 2. 所有样品操作请置于冰上进行。
- 3. 可以采用更高的速度来离心。
- 实验开始前需每 1400 μL Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer/Extraction Buffer 加入 14 μL DTT 溶液。 4.
- 根据实验需求,Hypotonic Buffer/Isotonic Buffer/Extraction Buffer 使用前加入合适的蛋白酶抑制剂。 5.
- 本试剂盒中 Hypotonic Buffer 用于组织核蛋白提取,针对较脆弱组织及细胞核蛋白提取请选用 Isotonic Buffer.