

改良 Hale 胶体铁黏多糖染色试剂盒

产品货号: R23262

产品规格: 4×20ml/4×50ml

产品简介:

黏液物质染色有多种方法, 如 AB-PAS 染色、黏液 HID-AB 染色、标准阿利新蓝染色等。以上方法大多是利用阿利新蓝(Alcian)属于阳离子染料可与酸性基团结合, 也即阿利新蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物这一原理。

胶体铁粒子在酸性条件下也可以和酸性粘液质紧密结合形成不溶性复合物, 然后利用普鲁士蓝反应使酸性黏多糖呈现蓝色, 改良 Hale 胶体铁黏多糖染色法较阿利新蓝法着色更深且不易被洗脱。常用于诊断肾嫌色细胞癌。

产品组成:

产品名称		4×20ml	4×50ml	保存条件
试剂(A): Hale stain	试剂(A): 茜素红 S 染色液	10ml	25ml	室温, 避光
	试剂(B): 固绿染色液	10ml	25ml	室温
临用前, 取 A1、A2 等量混合即为 Hale stain, 不宜提前配制。				
试剂(B): 弱酸溶液		20ml	50ml	室温
试剂(C): Perls stain	C1: Perls stain A	10ml	25ml	室温, 避光
	C2: Perls stain B	10ml	25ml	室温
临用前, 取 C1、C2 等量混合即为 Perls stain, 不宜提前配制。				
试剂(D): Perls 复染液		20ml	50ml	室温, 避光

自备材料:

1. 载玻片、湿盒
2. 普通光学显微镜
3. 系列乙醇、蒸馏水、去离子水

操作步骤 (仅供参考):

1. 切片脱蜡至水。
2. 弱酸溶液浸泡切片 5min 进行预处理。
3. 直接浸入新配 Hale stain 染色 40~60min。
4. 弱酸溶液冲洗 3-4 次, 每次 2min。
5. 新制 Perls stain 滴染 10min。
6. 蒸馏水洗 3-4 次。
7. Perls 复染液滴染 3-5min。
8. 稍水洗, 梯度乙醇脱水, 二甲苯透明, 中性树脂封片。

染色结果:

酸性黏多糖/含铁血黄素	蓝色
细胞核	红色

注意事项:

1. 改良 Hale 染色液染色时间需要严格控制在 40~60min 之间,
2. 改良 Hale 染色液染色需要在酸性条件下进行, 存放时间较长的试剂盒建议自行新配 3%乙酸溶液进行切片预处理。
3. 含铁血黄素也会和 Perls 染液反应形成蓝色沉淀, 建议设置阴性对照以排除干扰。
4. 已开封试剂应在开封后 6 个月内使用完, 每次用后应及时拧紧瓶盖, 以免挥发或变质。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 2-8°C 避光, 6 个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzybio@126.com