

## G6P检测试剂盒（WST-8法）

产品货号：BA18003

产品规格：100次

### 产品简介：

乐业 的G6P检测试剂盒(WST-8法) (G6P Assay Kit with WST-8)是一种高灵敏度的基于WST-8的显色反应，通过比色法来检测细胞、组织或其它样品中G6P含量的检测试剂盒。

WST-8是MTT的一种升级替代产品，和MTT或其他MTT类似产品如XTT、MTS等相比有明显的优点。首先，MTT被一些脱氢酶还原生成的formazan不是水溶性的，需要有特定的溶解液来溶解；而WST-8和XTT、MTS产生的formazan都是水溶性的，可以省去后续的溶解步骤。其次，WST-8产生的formazan比XTT和MTS产生的formazan更易溶解。再次，WST-8比XTT和MTS更加稳定，使实验结果更加稳定。另外，WST-8和MTT、XTT等相比，线性范围更宽，灵敏度更高。WST-8和WST-1相比，检测灵敏度更高，更易溶解，并且更加稳定。

本试剂盒使用便捷。使用细胞、组织等的裂解液即可进行检测，无需分离纯化细胞、组织或其它样品中的G6P。

本试剂盒检测灵敏度高，线性范围宽。可以检测含量低至20 $\mu$ M (1nmol)的G6P，在20 $\mu$ M (1nmol)至500 $\mu$ M (25nmol)之间呈现良好的线性关系。

G6P (Glucose-6-phosphate, 葡萄糖-6-磷酸，又称6-磷酸葡萄糖)是葡萄糖的第6位碳上的羟基在己糖激酶催化下发生磷酸化后生成的分子，是细胞中常见的糖代谢小分子，参与糖酵解(glycolytic pathway)和磷酸戊糖(pentose phosphate pathway)等生化途径。在糖酵解的第一步反应中，葡萄糖被己糖激酶催化生成葡萄糖-6-磷酸，然后通过磷酸葡萄糖异构酶的催化形成果糖-6-磷酸，以继续糖酵解的其它步骤；而在戊糖磷酸途径中，葡萄糖-6-磷酸是其第一个底物，该过程也是生成NADPH的主要途径。除了这两个代谢途径外，葡萄糖-6-磷酸也能转化形成糖原或淀粉而被存储起来。

本试剂盒可检测样品中的G6P含量，具体原理如下：葡萄糖-6-磷酸(G6P)在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PDH)的作用下氧化生成6-磷酸葡萄糖酸内酯(6-phosphogluconate, 6-PG)，在这一反应中NADP<sup>+</sup>被还原为NADPH，生成的NADPH在电子耦合试剂1-mPMS (1-Methoxy-5-methylphenazinium Methyl Sulfate)的作用下将WST-8还原生成橙黄色的formazan，在450nm左右有最大吸收峰。反应体系中生成的formazan与样品中总的G6P的量呈正比关系。WST-8法检测G6P的原理参考图1。




图1. WST-8法检测G6P的原理图。

本试剂盒适用于检测细胞、组织以及其它适当样品中G6P的含量。

本试剂盒可以测定100个样品。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

## 产品组成:

|              |             |
|--------------|-------------|
| 产品名称         | 100次        |
| 酶混合液         | 220 $\mu$ l |
| G6P标准品(10mM) | 100 $\mu$ l |
| 显色液          | 220 $\mu$ l |
| 反应缓冲液        | 5.5ml       |
| G6P提取液       | 50ml        |

## 使用说明:

### 1. 样品的准备:

- G6P提取液室温或37°C水浴解冻, 解冻后置于冰浴。如果37°C水浴解冻, 须注意解冻后立即置于冰浴。
- 细胞样品的准备: 对于贴壁细胞, 约 $1 \times 10^6$ 个细胞(大约相当于6孔板一个孔长满的细胞数量), 吸净培养液, 用移液器加入200  $\mu$ l的冰浴预冷的G6P提取液, 并轻轻吹打, 以促进细胞的裂解; 对于悬浮细胞, 收集约 $1 \times 10^6$ 个细胞, 600g离心5分钟, 吸净培养液, 用移液器加入200  $\mu$ l冰浴预冷的G6P提取液, 并轻轻吹打, 以促进细胞的裂解。裂解过程宜尽量在冰上操作。随后12,000g, 4°C离心5-10分钟, 取上清作为待测样品, 冰浴存放备用。
- 组织样品的准备: 冰浴预冷的PBS洗涤组织后, 称取约10-50mg的组织样品, 用剪刀剪碎, 置于匀浆器中, 加入400  $\mu$ l的冰浴预冷的G6P提取液在冰上或室温进行匀浆。随后12,000g, 4°C离心5-10分钟, 取上清作为待测样品, 冰浴存放备用。注: 匀浆过程在冰上或室温操作均可, 但以冰浴操作为佳, 可以有效减少内源性G6P水平的下降。
- 液体样品可以直接进行检测。

注意: 如果样品中存在能转变或消耗G6P的酶, 在检测前需使用10kDa超滤管去掉蛋白质以避免酶的影响。

### 2. 试剂盒的准备工作:

- G6P标准溶液的制备: 把10mM的G6P标准品用G6P提取液稀释成适当的浓度梯度。如初次检测可以设置0、31.25、62.5、125、250、500  $\mu$ M这几个浓度, 检测时96孔板每孔加入50  $\mu$ l的标准品, 相当于每孔加入的G6P的量为0、1.56、3.125、6.25、12.5、25nmol。如有必要, 在后续的实验中可以根据样品中的G6P含量对标准品的浓度范围进行适当调整。其中浓度为0  $\mu$ M的点为空白对照点(Blank), 仅含G6P提取液。
- G6P检测液的配制: 样品中的NADPH等可能会产生一定的背景, 建议设置加入样品而不加入酶混合液的背景对照; 对于标准品和样品的G6P检测液, 需要加入酶混合液。每个背景对照、标准品或样品的检测需要使用50  $\mu$ l的G6P检测液, 请根据所需检测的背景对照、标准品和样品的数量, 配制适量的G6P检测液, 并注意现配现用。G6P检测液的配制方法如下:

|       | G6P检测液(背景对照) | G6P检测液(标准品或样品) |
|-------|--------------|----------------|
| 反应缓冲液 | 48 $\mu$ l   | 46 $\mu$ l     |
| 显色液   | 2 $\mu$ l    | 2 $\mu$ l      |
| 酶混合液  | -            | 2 $\mu$ l      |

### 3. 样品测定:

- 样品中G6P含量的测定: 吸取50  $\mu$ l待测样品至96孔板中, 为了减少实验建议设置样品的重复孔。后续如果发现样品中的G6P含量过高, 超出标准品的标准曲线的范围, 则需要用G6P提取液将样品适当稀释后再进行检测; 含量过低时则需要加大细胞或组织样品的用量。
- 每孔加入50  $\mu$ l G6P检测液, 用移液枪轻轻吹打均匀。在加入G6P检测液的过程中须轻柔操作, 以免产生气泡。若不慎出现气泡, 可使用细小的吸头或针头戳破。背景对照孔需要加入50  $\mu$ l不含G6P底物的G6P检测工作液。  
**特别注意:** 如果样品中的NADPH等产生的背景比较高, 就必须设置背景对照; 初次检测宜设置背景对照。
- 37°C避光孵育10分钟, 此时会形成橙黄色的formazan。测量450nm处的吸光度, 如果显色较浅, 也可以适当



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

延长孵育时间至15-30分钟，随着孵育时间的延长显色会越来越深。

#### 4. 样品中G6P含量的计算：

- 将标准品和样品的吸光度减去标准品浓度为0  $\mu\text{M}$  的空白对照(Blank)吸光度。同时，如果背景对照(Background)的吸光度比较高，需要再将所有样品的吸光度减去各自的背景对照的吸光度。
- 以G6P浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制出标准曲线。G6P标准品的检测效果请参考图2。




图2. 本试剂盒检测G6P的标准曲线。图中的反应时间为30分钟。不同的检测条件下，实际读数会因标准品的配制、检测仪器等的不同而存在差异，图中数据仅供参考。

- 根据标准曲线计算细胞、组织等样品中的G6P浓度。  
备注：根据检测得到的浓度及样品的体积，即可计算出G6P的量。
- 如果希望更加精确地来表述G6P的量，可以将样品用BCA法测定蛋白浓度。最终用单位蛋白量中G6P的量来比较精确地进行表述。

#### 注意事项：

- 经检测本试剂盒中的酶混合液室温存放72小时或反复冻融5次不影响其酶活性。
- 由于G6P提取液略显粘稠，以该提取液作为稀释液时，无论对标准品还是样品进行稀释，在稀释过程中务必确保稀释均匀，否则易造成实验数据产生较大波动。
- 在样品加样和混匀过程中，须尽量避免产生气泡，以免影响最终的吸光度测定。
- 如果不能非常严格地控制反应温度和反应时间，每次检测都需要设置标准曲线。
- 如果样品溶液中G6P浓度过高或过低，不在试剂盒的线性检测范围内时，可适当调整样品或者提取液的用量。
- 尽量使用新鲜样品进行检测，冻存或反复冻融的细胞或组织样品可能对结果有一定影响。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**保存条件：** -20℃保存，一年有效。显色液须-20℃避光保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com