

# 甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11044

产品规格: 500ml

#### 产品简介:

甲基汞凝胶电泳缓冲液工作液中含有50mM硼酸、5mM硼酸钠、微量硫酸钠,pH为8.1。

乐业生物 甲基汞凝胶电泳缓冲液 $(10\times)$ 由500mM硼酸、50mM硼酸钠、硫酸钠等组成,常用于甲基氢氧化汞电泳,使用时用蒸馏水或去离子水稀释为 $1\times$ 。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

## 操作步骤(仅供参考):

- 1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×。
- 2. 琼脂糖溶解于1×甲基汞凝胶电泳缓冲液,加热熔化,冷却至55℃后加入甲基氢氧化汞,使后者终浓度为5mmol/L。
- 3. 上样,电泳。

#### 注意事项:

- 1. 蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子,以免影响电泳效果。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。