

10×Tris-CAPS半干转电转移缓冲液

产品货号: T15259

产品规格: 2×100ml

产品简介:

本产品作为蛋白电泳完毕后, 将凝胶上蛋白电转移到PVDF膜或其它膜上的缓冲液, pH9.6, 含Tris-base、CAPS、甲醇, 不含有甘氨酸, 本电泳缓冲液适合非连续蛋白电泳及半干转蛋白电泳。

产品组成:

名称	规格	保存条件
10×Tris-CAPS半干转电转移缓冲液, pH9.6 (+)	100ml	室温
10×Tris-CAPS半干转电转移缓冲液, pH9.6 (-)	100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 使用时按分别将正负极的10×电转移缓冲液按照: 10×Tris-CAPS半干转缓冲液: 甲醇: 蒸馏水=10: 15: 75的比例配制成1×的工作液, 就可以用于电转移实验(甲醇体积15%)。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com