

SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)

产品货号: T15172

产品规格: 5ml/10ml

产品简介:

SDS-EDTA染料混合液(2.5×)是一种以溴酚蓝为染料的2.5倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 主要由SDS、溴酚蓝、EDTA、蔗糖等组成, 可用于蛋白上样。

产品组成:

名称	规格	保存条件
SDS-EDTA 染料混合液(2.5×)	5ml/10ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 取适量的蛋白样品和SDS-EDTA染料混合液(2.5×)混合, 充分混匀。
2. 直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
3. 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可停止。

注意事项:

1. SDS-EDTA染料混合液(2.5×)中不含β-巯基乙醇。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。亦可室温短期保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com