

过碘酸溶液 (0.5%)

产品货号: G2181

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

糖原染色是病理学中常规的染色方法之一，McManus 在 1946 年最先使用高碘酸-雪夫技术显示黏蛋白，该法常用来显示糖原和其他多糖。该技术不仅能够显示糖原，还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质，以及软骨、垂体、霉菌、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜等。过碘酸(又称高碘酸)一种强氧化剂，它能氧化糖类及有关物质中的 1, 2-乙二醇基，使之变为二醛，醛与 Schiff 试剂能结合成一种品红化合物，产生紫红色。由于高碘酸还可氧化细胞内其他物质，使用时应注意选择好高碘酸浓度和氧化时间，使氧化控制在即能把乙二醇基氧化成醛基，又不至于过氧化，这是很关键的步骤。过碘酸溶液(0.5%)适用于较薄的组织切片，尤其适用于氧化培养细胞。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
过碘酸溶液 (0.5%)	100ml/500ml	4°C, 避光

操作步骤:

1. 常规固定，常采用 10% 的福尔马林，常规脱水包埋。
2. 石蜡切片脱蜡入蒸馏水；冰冻切片直接入蒸馏水。
3. 自来水冲洗 2~3min，再用蒸馏水浸洗 2 次。
4. 入过碘酸溶液，室温放置，一般不宜超过 10min。
5. 余下步骤按实验具体要求进行。

注意事项:

1. 常规固定，常采用 10% 的福尔马林，常规脱水包埋。
2. 石蜡切片脱蜡入蒸馏水；冰冻切片直接入蒸馏水。
3. 自来水冲洗 2~3min，再用蒸馏水浸洗 2 次。
4. 入过碘酸溶液，室温放置，一般不宜超过 10min。
5. 余下步骤按实验具体要求进行。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com