

SDS-PAGE下层胶预混液（6%）

产品货号：T15323

产品规格：250ml/500ml

产品简介：

乐业生物生产的SDS-PAGE下层胶预混液（6%）提供了简单而又超快速地配制6% SDS-PAGE凝胶(即SDS聚丙烯酰胺凝胶)下层胶所需的主要试剂，包括Tris-HCl (pH8.8)、Acr-Bis(29:1)、SDS等。

乐业生物生产的SDS-PAGE下层胶预混液系列产品有6%、8%、10%、12%和15%共5种常见浓度供您选择，如您需要配制其他浓度凝胶，可以考虑购买SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒、SDS-PAGE凝胶配制试剂盒，或单独购买Acr-Bis(29:1)、10%SDS和Tris-HCl (pH8.8)等进行各种不同浓度SDS-PAGE凝胶的配制。

本下层胶预混液已经把6%的SDS-PAGE凝胶配制所需的Tris-HCl (pH8.8)、Acr-Bis(29:1)、SDS等预混合好，使用前仅需加入适量凝胶聚合催化剂(过硫酸铵或其替代物，如Ammonium persulfate substitute)和TEMED即可简单地快速地完成下层胶(分离胶)的配制。

下层胶配制完成后，可以直接配合使用SDS-PAGE上层胶预混液，轻松超快速完成6% SDS-PAGE凝胶的配制。也可以直接选购6% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒。

本产品的250ml包装约可配制30-50块常规大小的SDS-PAGE凝胶的下层胶，500ml包装约可配制60-100块常规大小的SDS-PAGE凝胶的下层胶。具体可以配制的凝胶数量和凝胶的厚薄以及凝胶的大小有关。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
SDS-PAGE下层胶预混液（6%）	250ml/500ml	2-8℃，避光

注意事项：

1. 进行下层胶配制时，需要另外准备过硫酸铵或其替代物以及TEMED。
2. 本产品含有Acr-Bis，对人体有毒，操作时请特别小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

4℃避光保存，一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com