

免疫染色洗涤液

产品货号: M20154

产品规格: 500ml

产品简介:

免疫染色洗涤液(Immunol Staining Wash Buffer)又称免疫染色漂洗缓冲液, 可用于免疫染色时一抗或二抗孵育后的洗涤, 适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比。

乐业生物 免疫染色洗涤液中含有Tris以及适量Triton X-100等, 可以通透细胞膜, 经本免疫染色洗涤液处理的细胞样品可以检测细胞内的目的蛋白, 包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。按照每组样品洗涤需要10ml免疫染色洗涤液计算, 一个包装的免疫染色洗涤液可以洗涤50次。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫染色洗涤液	500ml	4℃

操作步骤:

1. 孵育完一抗或二抗后, 加入适量 Immunol Staining Wash Buffer 完全覆盖样本。
2. 在摇床上轻轻摇动漂洗 5min, 换液后再重复 2 次, 每次 5min。

注意事项:

1. 如果摇动容易导致样本脱落, 可以浸泡于该洗涤液中, 无需摇动漂洗, 但应延长漂洗时间至 5~8min, 并增加洗涤次数 1~2 次。如果背景仍高, 可继续增加漂洗时间和次数。
2. 一经开启, 尽快用完, 储存过久的液体固定效果易下降。
3. 一般延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对免疫染色结果产生负面影响。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com