

ELISA终止液（1M）

产品货号：M20265

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乐业生物ELISA终止液呈酸性，主要用于终止ELISA反应。该试剂为1×工作液，直接使用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
ELISA 终止液（1M）	100ml/500ml	室温

操作步骤：

1. 洗涤后，每孔加入底物溶液，室温反应恰当的时间。
2. 每孔加入 50 μ l ELISA 终止液，终止反应。
3. 测定 OD 值。

注意事项：

1. 注意密闭保存，避免挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com