

NTE 缓冲液 (10×,pH=7.4,无菌)

目录编号: T11063

产品规格: 100ml

产品简介:

NTE 缓冲液 (10×,pH=7.4,无菌) 由 1.5M NaCl、0.5M Tris 以及 0.01M EDTA 组成, 所以简称为 NTE 缓冲液。

该试剂经无菌处理, 可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

产品组成:

产品组成	规格	保存温度
NTE 缓冲液(10×,pH=7.4)	100ml	室温

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。
2. 用蒸馏水或去离子水稀释 NTE 缓冲液(10×,pH7.4)至 1×。
3. 一般用原病毒体积 1%的 1×NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd
地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: zzlybio@126.com