

## Tris-甘氨酸电泳缓冲液（1×）

产品货号：T15193

产品规格：500ml/5000ml

### 产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称SDS-PAGE电泳缓冲液。1×工作液中含有25mM Tris、250mM甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，无需稀释直接使用。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tris-甘氨酸电泳缓冲液（1×）	500ml/5000ml	室温

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

### 注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司  
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com