

Sorensen磷酸缓冲液（0.1M，pH=5.3-8.04）

产品货号：M20194

产品规格：500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乐业生物 Sorensen磷酸缓冲液(0.1M，pH=5.3-8.04)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢钠组成，按不同比例混合后获得对用PH值，pH值可选5.3，5.6，5.91，6.24，6.47，6.64，6.81，6.98，7.17，7.73，8.04。主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。

产品组成

名称	规格	保存条件
Sorensen磷酸缓冲液（0.1M，pH=5.3-8.04）	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com