

强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)

产品货号: T15166

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG是最稳定的球蛋白之一, 通常在pH5~9、浓度小于20mg/ml的缓冲液中最稳定。乐业生物 强磷酸盐缓冲液(PBS, pH7.2)由磷酸盐、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成, 不含Tris, pH=7.2, 可用于常规抗体的保存。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)	100ml/500ml	4℃

操作步骤:

1. 制备好的抗体充分溶解于强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)后, 4℃保存1年, -20℃保存2年或更长时间。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com