

## 免疫染色二抗稀释液

产品货号: M20156

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

免疫染色二抗稀释液(ImmnoI Staining Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于非荧光免疫染色时二抗(secondary antibody)的稀释。经 乐业生物免疫染色(非荧光)二抗稀释液稀释的二抗可以在1~2周内重复使用2~4次。按照每个二抗稀释10ml计算, 100ml免疫染色二抗稀释液可以稀释10次二抗。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫染色二抗稀释液	100ml/500ml	4℃

### 操作步骤:

1. 参考所用的二抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000~1:500 稀释二抗。
2. 二抗稀释后即可直接用于非荧光免疫染色。
3. 一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的二抗, 4℃保存, 以用于下次的免疫染色。

### 注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行二抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓二抗的衰减速度。
2. 本免疫染色二抗稀释液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完, 如果有沉淀或细菌污染请弃用
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com