

磷酸缓冲盐溶液（1×PBS，无钙镁，RNase free）

产品货号：T11053

产品规格：500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)即Phosphate-Buffered Saline，是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一，又称Dulbecco's磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成，不含Ca²⁺、Mg²⁺pH值为7.4。尚宝生物 磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁,RNase free)经RNase free处理后，再经高压灭菌。该试剂为1×工作液，多用于RNA杂交。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
磷酸缓冲盐溶液（1×PBS，无钙镁，RNase free）	500ml	4℃

操作步骤（仅供参考）：

1. 无需配制，直接使用。

注意事项：

1. 应注意无菌操作，避免被RNase和微生物等污染。
2. 由于该溶液不含钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。
3. 该试剂经高压灭菌处理。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com