

Denhardt' s溶液 (50×)

产品货号: T11156

产品规格: 50ml

产品简介:

生产的50×Denhardt's溶液主要由Ficoll 400、PVP、BSA组成, 主要用于单拷贝序列的DNA杂交、DNA固定在尼龙膜上的杂交。Denhardt's溶液已 经过无菌处理。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Denhardt' s溶液 (50×)	100ml/500ml	-20℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作, 或稀释于杂交缓冲液(通常是含有 SDS、变性鲑鱼精 DNA 的 SSC) 中。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 避免反复冻融。
2. 注意无菌操作, 防止染菌。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com