

4×SDS-PAGE浓缩胶缓冲液 (pH=6.8)

产品货号: R21947

产品规格: 100ml/500ml

产品说明:

本试剂是由 Tris 和 SDS 混合而成的, 主要用于 SDS-PAGE 凝胶(变性聚丙烯酰胺凝胶) 制备实验。配制浓缩胶时, 10ml 制胶体系中加入 2.5ml (4 倍稀释)。

组分	浓度
Tris-HCl (pH=6.8)	0.5mol/L
SDS	0.4% (W/V)

注意事项:

若有白色沉淀析出, 可置于 37°C 水浴, 析出溶解后再使用。根据目标蛋白分子量选取凝胶浓度, 按下表配制。先配分离胶, 再配浓缩胶。(仅供参考)

	分离胶 15%	分离胶 12%	分离胶 10%	分离胶 8%	浓缩胶 5%
总体积	10ml	10ml	10ml	10ml	5ml
30%丙烯酰胺(29:1)	5ml	4ml	3.3ml	2.7ml	0.83ml
4×SDS-PAGE 浓缩胶缓冲溶液	0	0	0	0	1.25ml
4×SDS-PAGE 分离胶缓冲溶液	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml	0
10%过硫酸铵	100ul	100ul	100ul	100ul	75ul
TEMED	10ul	10ul	10ul	10ul	7.5ul
ddH ₂ O	2.4ml	3.4ml	4.1ml	4.7ml	2.84ml
最佳分离范围	10-40kD	12-60kD	20-80kD	30-90kD	-



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com