

TBS缓冲液(0.01M, pH=7.2)

产品货号: M20379

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗免疫染色的组织或Western Blot中的蛋白印迹膜等, 是常用分子生物学试剂。

乐业生物 TBS缓冲液(0.01M,pH=7.2) 主要由Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成, 可用于免疫金染色中清洗组织, 亦可作为封闭液的基础试剂。

产品组成

名称	规格	保存条件
TBS缓冲液(0.01M,pH=7.2)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考) :

1. 石蜡切片脱蜡至水。
2. 0.1%胰蛋白酶消化10min或3M尿素消化30min。
3. 蒸馏水冲洗2次, 每次5~10min。
4. TBS缓冲液(0.01M,pH=7.2) 振荡洗涤2次, 每次10min。
5. 进行封闭及下游其他实验。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com